

取扱説明書	OMRON	この活動量計について	身体活動の強さとカロリー消費を表す指標について	この活動量計の使い方	安全上のご注意	各部の名前と付属品	設定する	時刻を設定する	歩幅について	電池の寿命と交換
オムロン 活動量計 HJA-306 Calori Scan		本商品はオムロン独自の技術「Active Engine2」を搭載し、ポケットに入れて身につけるだけで、歩行はもちろん、さまざまな体の動きを正確に測定し、1日の消費カロリーをお知らせします。毎日身につけて、食事と運動のバランスを意識しましょう。	■ METs（メッツ）とは：強さの単位 身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位。 ■ Ex（エクササイズ）とは：量の単位（METs×時間） 身体活動の量を表す単位。 活動強度（METs）に時間をかけたもので、より強い活動ほど短い時間で1Exとなります。 ■ 基礎代謝とは 体温維持や心臓を動かすなど、生命維持に必要なエネルギー消費のことです。24時間じっとしていても、基礎代謝に相当するカロリーが消費されます。	1 設定する（ 8ページ）	●ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。 ●表示と意味は次のようになっています。	箱の中には次のものが入っています。 万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（ 0120-30-6606）までご連絡ください。	●重要 体重や歩幅は設定の前に把握しておきましょう。「歩幅について」(10ページ)	2 時刻を設定する 「時」「分」を設定します。	●初めて設定するときは…	●重要 深夜0：00をはさんで電池の交換をしないでください。電池を外した日の測定値が、電池を入れた日の測定値に加算されます。（電池を外した日と、電池を入れた日は同じ日として扱われます。） ●測定値の記録は毎時00分におこなわれます。電池を交換すると毎時00分から電池交換時までの測定値は消去されます。 ●電池を交換したときは、日付と時刻を設定しなおしてください。「設定する」(8ページ) ●電池を交換しても過去の測定値は消去されません。
この活動量計について 1 安全上のご注意 3 各部の名前と付属品 7 設定する 8 電池の寿命と交換 11		■ HJA-306の特長 1日のさまざまなカロリーがわかる 歩行や家事・デスクワークなどのさまざまな活動によって消費するカロリーがわかります。 さらに基礎代謝を含む1日の総消費カロリーもわかるので、食事による摂取カロリーの目安に役立ちます。	健康づくりのために 「健康づくりのための運動指針 2006 <エクササイズガイド 2006>」（厚生労働省）では、3METs以上の活動強度で1週間に23Exの身体活動をおこなうことが健康づくりに適しているといわれています。したがって本商品では、3METs未満の弱い身体活動は23Exに含まれません。	2 装着する（ 13ページ） 3 測定する（ 13ページ）	●警告、注意について 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。 ●誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。	●本体 表面 電池交換マーク（ 11ページ） 表示部 メモリ/▲ボタン 表示ノ●ボタン クリア/▼ボタン	●重要 先のとがった棒で強く押さないでください。破損することがあります。	3 生年月日を設定する 「誕生日」「月」「日」を設定します。 ●設定範囲：1900年1月1日～2040年12月31日 ●早送り：10単位（年と日のみ）	●初めて設定するときには…	●重要 電池を交換する 付属の電池はお試用です。早めに寿命が切れることがあります。
測定する 13 測定結果を見る 15 初期化する 20 お手入れと保管 21 おかしいな?と思ったら 22 仕様・保証規定 23 品質保証書 裏表紙		■ ポケットの中でも正確にはかれる ポケットに入れたままでも正確に測定できるので、毎日手軽に身につけることができます。	Active Engine2について Active Engine2は、身体活動によって発生する加速度信号をさまざまなノイズの中から正しく抽出し、ポケットの中でも正確な身体活動を演算する独自技術です。ウォーキングやジョギングに 加えて、家事やデスクワークなどの日常的な動きを識別し、消費カロリーを正確に測定します。	4 測定結果を見る	●図記号の例 ●記号は強制（必ず守る）を示します。（左図は「必ず守る」） ○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。（左図は「禁止」）	●本体 裏面 SETボタン 落下防止用ストラップ 簡易ドライバー お試用電池（本体に装着済み） 取扱説明書（本書：品質保証書付き）	●重要 正しく設定してください。設定を間違えると正しく測定できない場合があります。	4 性別を設定する	5 体重を設定する ●設定範囲：30～136kg ●早送り：10kg単位	●重要 電池を取り出す 凸部を先に差し込み、ネジを締めます。
■このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。 ■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 ■本書は、いつもお手元においてご使用ください。 ■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。		■ Active Engine2について Active Engine2は、身体活動によって発生する加速度信号をさまざまなノイズの中から正しく抽出し、ポケットの中でも正確な身体活動を演算する独自技術です。ウォーキングやジョギングに 加えて、家事やデスクワークなどの日常的な動きを識別し、消費カロリーを正確に測定します。	●活動の目安 厚生労働省「健康づくりのための運動指針 2006」より ●軽いオフィスワーク 1.5METs ●普通歩行(4km/時) 3METs ●掃除機 3.5METs ●ジョギング 7METs	●表示を切り替えて見る（ 15ページ） ●過去の測定値を見る（ 17ページ）	●電池の取り扱いについて 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●乳幼児が電池を飲み込む恐れがあります。電池を飲み込んだときはすぐに医師の治療を受けてください。 ●電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。 ●金属リチウムが溶解し、激しく破裂し、けがの原因になります。	●重要 正しく設定してください。設定を間違えると正しく測定できない場合があります。	6 身長を設定する ●設定範囲：100～199cm ●早送り：10cm単位	●重要 電池を取り出す 凸部を先に差し込み、ネジを締めます。	7 歩幅を設定する ●設定範囲：30～120cm ●早送り：10cm単位	●重要 電池を取り出す 凸部を先に差し込み、ネジを締めます。
A Good Sense of Health		■本書に記載しているイラストはイメージ図です。								

